




# THERALINE

*Wir geben Leben Halt*



---

KISSEN FÜR THERAPIE PRAXIS PFLEGE

---

# Theraline

## STÜTZEN & LAGERN LEICHT GEMACHT

Seit nunmehr 30 Jahren entwickelt und produziert Theraline Kissen in höchster Qualität für den Einsatz in Therapie, Praxis und Pflege.

Unsere Kompetenz stellen wir auch als europäischer Marktführer im Bereich Schwangerschafts- & Stillkissen täglich unter Beweis.

Um den besonderen Anforderungen und Bedürfnissen in der Pflege stets gerecht zu werden, verarbeiten wir ausschließlich hochwertigste Materialien:

- leistungsstarke Füllungen (EPS-Mikroperlen und Thera-RHOMB)
- langlebige Inlettstoffe
- feinste Jerseybezüge (Baumwolle oder Bambus-Viskose und Bio-Baumwolle)
- Inkobeschichtung aus Polyurethan (PU)

Vertrauen Sie auf 30 Jahre Erfahrung und lassen Sie sich von unserer Qualität, dem besonderen Komfort und natürlich den günstigen Preisen überzeugen! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu Füllstoffen, Formenauswahl und Anwendungen anzusprechen. Und sollten Sie dennoch nicht das richtige Kissen für Ihren Einsatzzweck finden, freuen wir uns Ihnen eine individuelle Sonderanfertigung anbieten zu dürfen.

Wir beraten Sie gerne ausführlich!

## QUALITÄT & SERVICE

Umfangreiche Qualitätsplanung und Kontrolle garantieren höchstmögliche Qualität und Produktsicherheit zu jedem Zeitpunkt. So verwenden wir z. B. nur besonders dicht gewebte Stoffe mit sehr hoher Reißfestigkeit und sichern alle nachfüllbaren Inletts mit einem aufwändig genähten Tunnel (EPS-Mikroperlen) oder Reißverschluss mit Autolockschieber (Thera-RHOMB).

Um höchste Qualität zu sichern, sind Theraline-Produkte „Made in Germany“.

## ZUKUNFT & VERANTWORTUNG

Theraline gleicht den vollständigen CO<sub>2</sub>-Ausstoß, der von der Produktion ausgewählter Produkte (Das Original Theraline, my7-Seitenschläferkissen, Pearlfusion Kopfkissen) bis hin zur Lieferung an den Bestimmungsort entsteht, komplett aus. Unterstützt werden verschiedene, sinnvolle und zertifizierte Projekte, die für CO<sub>2</sub>-Einsparungen sorgen.

Weitere Informationen unter: [www.theraline.de/info-service-klimaneutral.htm](http://www.theraline.de/info-service-klimaneutral.htm)

## GÜNSTIG & SICHER

Überall dort, wo Desinfektion und Kochwäsche nicht zu den Anforderungen gehören, sind Kissen mit EPS-Perlen in Funktion und Preis praktisch unschlagbar. Leider verfüllen auch heute noch viele Anbieter aus Kostengründen unbehandelte EPS-Perlen und beeinträchtigen so die Gesundheit und das Wohlbefinden mit deutlich wahrnehmbaren Kunststoffausgasungen. Die Theraline Kissen mit Perlenfüllung trugen deshalb seit 1998 das Toxproof®-Label des TÜV Rheinland. Seit Ende Juli 2021 wird nun das TÜV Rheinland Prüfsiegel durch das OEKO-TEX-100-Siegel des Hohenstein Instituts ersetzt. Das bekannte Siegel gibt Ihnen die Sicherheit, ein garantiert gesundheitsverträgliches Produkt zu erwerben.



## PERLIGE THERALINE-HELDEN

Kennen Sie die „kleinen Helden“ der Theraline-Produktwelt? Es sind unsere sandfeinen, flüsterleisen Mikroperlen. Die frei fließenden Perlen geben Halt und Entlastung – ganz flexibel genau da, wo Sie es brauchen.

### TESTERGEBNISSE IM ÖKOTEST-MAGAZIN

**sehr gut** ✓

z. B. Original Theraline Stillkissen fuchsia-cappuccino  
Rubrik „Nachwirkungen“ (Ausgabe 01/2018)

z. B. Original Theraline Stillkissen mit Mikroperlenfüllung  
(Ausgabe 01/2003)

Schadstofffreiheit seit 1993

### KLIMANEUTRALES PRODUKT



CO<sub>2</sub>-Emissionen durch  
Herstellung & Vertrieb sind  
komplett ausgeglichen

### OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

**STANDARD 100**

21.0.67088 HOHENSTEIN HTTI

Geprüft auf Schadstoffe.

[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)




# DIE FÜLLUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

Tatsächlich beeinflusst der ausgewählte Füllstoff maßgeblich die Funktion des Lagerungskissens und sollte daher gezielt ausgewählt werden. Wir bieten Ihnen für nahezu alle Kissenvarianten die Wahl zwischen EPS-Mikroperlen und Thera-RHOMB.

## MP EPS-MIKROPERLEN

Die feinen Original Mikroperlen (Ø 0,5 - 1,50 mm) sind anschiemgsam wie Sand und eignen sich ideal für die schnelle Positionierung und Freilagerung. Trotz der hohen Stützwirkung sind Lagerungskissen mit Mikroperlen stets bequem und komfortabel. Unsere Mikroperlen sind darüber hinaus angenehm leicht, nahezu geräuschlos, antiallergisch und liefern einen ausgezeichneten Wärme- und Feuchtigkeitstransport.

Pflegehinweis



Ø 0,5 - 1,5 mm

## TR THERA-RHOMB®

Die Kombination aus rhombenförmig geschnittenem Polyurethanschaum mit EPP-Kügelchen schafft eine ideale Füllungsalternative. Eine hohe Punktelastizität verringert den Druck auf die gelagerten Körperstellen und ist dabei angenehm weich. Ideal zur Dekubitusprophylaxe. Darüber hinaus besticht Thera-RHOMB durch robuste Pflegeeigenschaften.

Pflegehinweis



# KOMFORTABLE STOFFE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Neben der Kissenfüllung haben Sie bei allen unseren Produkten auch die Möglichkeit, den Inlettstoff frei zu wählen. Auf diese Weise passen Sie die Kissen problemlos auf Ihren Pflegealltag und die vorhandenen Hygienevorschriften an.

## PU INLETT PU-BESCHICHTET

Unsere atmungsaktive PU-Beschichtung macht die Kissen wasserdicht und schützt somit den innenliegenden Füllstoff vor äußeren Einflüssen. Die Beschichtung ist farblich in beruhigendem Pastellgrün gehalten und lässt sich durch Abwischen bequem reinigen und desinfizieren.

Pflegehinweis für Kissen mit PU-Beschichtung (beide Füllstoffe):



## PC INLETT AUS POLYESTER-BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Die Mischung aus Polyester und Baumwolle ist besonders dicht gewebt und somit äußerst reißfest und langlebig. Ideal für den anspruchsvollen Dauereinsatz in der Pflege. Ein grüner Allover-Druck macht die Kissen zudem optisch ansprechend und lockert auf.

Pflegehinweis für PC-Inletts mit Mikroperlenfüllung



Pflegehinweis für PC-Inletts mit Thera-RHOMB-Füllung



**Tip:** Selbstverständlich bieten wir für jedes unserer Lagerungskissen auch separate Außenbezüge an. Wählen Sie hierbei aus feinem Jersey oder einem Bezug mit PU-Beschichtung. Beide Varianten sind in freundlichem Pastellgrün erhältlich.

# ThERALINE

## LAGERUNGSROLLEN



### LAGERUNGSROLLEN

Sie sind aus der Pflege heute nicht mehr wegzudenken. Durch ihre spezielle Form liefern sie auf einfachste Weise eine Vielzahl verschiedener Hilfestellungen und lassen sich gezielt auf die individuellen Bedürfnisse anpassen.

- In 4 Größen erhältlich
- Geeignet für 30° und 135° Lagerung
- Hochlagerung der Extremitäten
- Passt sich an und stabilisiert
- Ideal auch als Seitenschläferkissen

Lagerungsrollen		Mikroperlen-Füllung	Thera-RHOMB-Füllung	Außenbezüge Lagerungsrollen		
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.	Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
220 x 20 cm	PU-beschichtet	2701pug02	2758pug02	220 x 20 cm	PU-beschichtet	270012800
XL	Polyester-Baumwolle	27010902	27580802	XL	Bambus/Bio-Baumwolle	270016500
180 x 20 cm	PU-beschichtet	1901pug02	1958pug02	180 x 20 cm	PU-beschichtet	190012800
L	Polyester-Baumwolle	19010902	19580802	L	Bambus/Bio-Baumwolle	190016500
120 x 20 cm	PU-beschichtet	2601pug02	2658pug02	120 x 20 cm	PU-beschichtet	260012800
M	Polyester-Baumwolle	26010902	26580802	M	Bambus/Bio-Baumwolle	260016500
55 x 18 cm	PU-beschichtet	8801pug02	8858pug02	55 x 18 cm	PU-beschichtet	880012800
S	Polyester-Baumwolle	88010902	88580802	S	Bambus/Bio-Baumwolle	880016500





# KINÄSTHETIKROLLEN



## KINÄSTHETIKROLLEN

Dienen der Positionsunterstützung und fördern die Körperwahrnehmung im Sinne der Basalen Stimulation. Der geringere Rollendurchmesser (12 cm) ermöglicht eine noch genauere Körperanpassung.

- In 2 Längen erhältlich
- Unterstützt die Körperwahrnehmung
- Basale Stimulation
- Hohllagerung

Kinästhetikrollen		Thera-RHOMB-Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.
250 x 12 cm	PU-beschichtet	3358pug02
	Polyester-Baumwolle	33580802
150 x 12 cm	PU-beschichtet	3258pug02
	Polyester-Baumwolle	32580802

Außenbezüge Kinästhetikrollen		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
250 x 12 cm	PU-beschichtet	330012800
	Baumwolle	330011800
150 x 12 cm	PU-beschichtet	320012800
	Baumwolle	320011800

*Das Original*  
THERALINE

# LAGERUNGSKISSEN



## DAS ORIGINAL THERALINE LAGERUNGSKISSEN

Ein echter Allrounder! Seine Form und Größe macht es zum universellen Begleiter im Pflegeeinsatz: Durch die extra breite Auflagefläche eignet es sich ideal als Seitenlagerungskissen aber ebenso zur Hochlagerung der Arme und Beine.

Das Original Theraline		Mikroperlen-Füllung	Thera-RHOMB-Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.
190 x 38 cm	PU-beschichtet	5101pug02	5158pug02
	Polyester-Baumwolle	51010902	51580802


Außenbezüge Original Theraline*		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
190 x 38 cm	PU-beschichtet	510012800
	Bambus/Bio-Baumwolle	510016500



\* Wählen Sie für das Original Theraline Lagerungskissen aus über 50 verschiedenen Farben und Dessins. Weitere Informationen auf [www.thermaline.de/dessins.htm](http://www.thermaline.de/dessins.htm)

# TherAline

## my7 SEITENSCHLÄFERKISSEN / SEITENLAGERUNGSKISSEN



- Stützt und entlastet Wirbelsäule, Hüft- und Beckenbereich
- Weiche, aber nicht nachgebende Beinauflage
- Dient als Kniepolsterung, stützt den Brustkorb, entlastet die Atmung
- Auch mit PU-beschichtetem Inlett erhältlich

### ZWEI ZONEN FÜLLUNG:

Mikroperlen & Thera-RHOMB® für perfekte Anformung und stabile Unterstützung plus weiche Vliesauflage für Komfort und Behaglichkeit.

my7 nutzt die jahrelange Erfahrung von TherAline und verbindet die Stärken von drei unterschiedlichen Füllmaterialien zu einem neuen, einmaligen Schlafkomfort in der anatomisch vorteilhaften Siebenform.

Der Außenbezug ist durch einen verdeckten Reißverschluss abnehmbar und wie das Kissen bei 60° C waschbar und trocknergeeignet.

my7 Seitenlagerungskissen mit Außenbezug	Mikroperlen- Füllung
---	-------------------------

Maße	Inlettausführung	Art. Nr.
150 x 80 cm	Baumwolle	6401xx04*

my7 Seitenlagerungskissen ohne Außenbezug	Mikroperlen- Füllung
--	-------------------------

Maße	Inlettausführung	Art. Nr.
150 x 80 cm	PU-beschichtet	6401pug04

### Außenbezüge my7


Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
150 x 80 cm	Bambus/Bio-Baumwolle	6400xx04*

Wählen Sie aus vielen verschiedenen Bezugsfarben.  
Hier unsere aktuellen Bestseller:



\* Bitte entsprechende Dessinnummer für „xx“ eintragen.

zum Film:



# UNIVERSALKISSEN



## UNIVERSALKISSEN

Wir bieten Ihnen Universalkissen in 8 verschiedenen Größen an.

Ob zur Mikrolagerung, der Positionierung von Armen und Beinen oder als Kopfkissen - bei uns finden Sie die passende Größe für Ihren Einsatzzweck.

- Kombinieren Sie verschiedene Größen
- Ideal zur Herstellung von Kissenbetten
- Hohllagerung durch V.A.T.I.-Lagerungskissen (80 x 25 cm)
- Passende Größen für Mikrolagerung

Universalkissen		Mikroperlen-Füllung	Thera-RHOMB-Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.
80 x 40 cm	PU-beschichtet	2001pug02	2058pug02
	Polyester-Baumwolle	20010902	20580802
67 x 38 cm	PU-beschichtet	2101pug02	2158pug02
	Polyester-Baumwolle	21010902	21580802
57 x 28 cm	PU-beschichtet	2201pug02	2258pug02
	Polyester-Baumwolle	22010902	22580802
38 x 38 cm	PU-beschichtet	2401pug02	2458pug02
	Polyester-Baumwolle	24010902	24580802
40 x 25 cm	PU-beschichtet	3101pug02	3158pug02
	Polyester-Baumwolle	31010902	31580802
80 x 25 cm	PU-beschichtet	3001pug02	3058pug02
	Polyester-Baumwolle	30010902	30580802
70 x 50 cm	PU-beschichtet	3801pug02	3858pug02
	Polyester-Baumwolle	38010902	38580802
60 x 40 cm	PU-beschichtet	2301pug02	2358pug02
	Polyester-Baumwolle	23010902	23580802

Außenbezüge Universalkissen		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
80 x 40 cm	PU-beschichtet	200012800
	Baumwolle	200011800
67 x 38 cm	PU-beschichtet	210012800
	Baumwolle	210011800
57 x 28 cm	PU-beschichtet	220012800
	Bambus/Bio-Baumwolle	220016500
38 x 38 cm	PU-beschichtet	240012800
	Bambus/Bio-Baumwolle	240016500
40 x 25 cm	PU-beschichtet	310012800
	Bambus/Bio-Baumwolle	310016500
80 x 25 cm	PU-beschichtet	300012800
	Baumwolle	300011800
70 x 50 cm	PU-beschichtet	380012800
	Baumwolle	380011800
60 x 40 cm	PU-beschichtet	230012800
	Bambus/Bio-Baumwolle	230016500

# ThERALINE

## VIELSEITIGE UNTERSTÜTZER



### LAGERUNGSRING GESCHLOSSEN

Vielseitig einsetzbarer Lagerungsring zur Dekubitusprophylaxe von Hand, Ellbogen, Knöchel, Ferse, Ohr oder Knie.

Lagern Sie betroffene Körperstellen frei oder nutzen Sie den Ring als bequemes Kniepolster in Seitenlage.

Lagerungsring geschlossen Ø 20 cm		Thera-RHOMB- Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.
Ø 20 cm	PU-beschichtet	9658pug02
	Polyester-Baumwolle	96580802

Außenbezüge Lagerungsring		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
Ø 20 cm	PU-beschichtet	960012800
	Baumwolle	960011800



### GESÄSSKISSEN

Zur Freilagerung von Kreuz- und Steißbein.

Das Besondere: Durch die spezielle Form und den Aufbau des Kissens ist der problemlose Einsatz einer Urinflasche gewährleistet.

Gesäßkissen		Thera-RHOMB- Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.
70 x 60 cm	PU-beschichtet	8558pug02
	Polyester-Baumwolle	85580802

Außenbezüge Gesäßkissen		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
70 x 60 cm	PU-beschichtet	850012800
	Baumwolle	850011800



### GEKAMMERTES BEINKISSEN

Es ermöglicht eine stabile Lagerung aller Gliedmaßen.

Nutzen Sie es in seiner ganzen Größe (75 x 75 cm) oder rollen Sie es Kammer für Kammer auf. Sie ändern somit Form und Höhe des Kissens und passen es dadurch unkompliziert an wechselnde Gegebenheiten an.

Gekammertes Beinkissen		Mikroperlen- Füllung	Thera-RHOMB- Füllung
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.
75 x 75 cm	PU-beschichtet	8601pug02	8658pug02
	Polyester-Baumwolle	86010902	86580802

Außenbezüge gekammertes Beinkissen		
Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
75 x 75 cm	PU-beschichtet	860012800
	Baumwolle	860011800



## VIELSEITIGE UNTERSTÜTZER



### ARMRAMPE

Zur Auflagerung und Ruhigstellung des Unterarms.



Armmrampe		Mikroperlen-Füllung	Thera-RHOMB-Füllung	Außenbezüge Armmrampe		
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.	Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
35 x 20 x 12 cm	PU-beschichtet	9201pug02	9258pug02	35 x 20 x 12 cm	PU-beschichtet	920012800
	Polyester-Baumwolle	92010902	92580802		Baumwolle	920011800



### LAGERUNGSHÖRNCHEN

Das handliche Lagerungshörnchen bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Ob als Kopf-, Nacken- oder Stützkissen, das Hörnchen liefert Ihnen immer ein professionelles Lagerungsergebnis.



Lagerungshörnchen		Mikroperlen-Füllung	Thera-RHOMB-Füllung	Außenbezüge Lagerungshörnchen		
Maße	Inlettausführung	Art. Nr.	Art. Nr.	Maße	Stoffqualität	Art. Nr.
110 x 34 cm	PU-beschichtet	0201pug02	0258pug02	110 x 34 cm	PU-beschichtet	020012800
	Polyester-Baumwolle	02010902	02580802		Bambus/Bio-Baumwolle	020016500

## THERALINE NACHFÜLLMATERIAL

Mit zunehmender Nutzungsdauer können Kissen ihr ursprüngliches Volumen verlieren. Um hier entgegen wirken zu können, verfügen unsere Kissen aus PC-Inlettstoff über eine benutzerfreundliche Nachfüllöffnung. Bei Thera-RHOMB dient ein Reißverschluss im Kisseninlett als Öffnung. Unsere sandfeinen Original Mikroperlen hingegen werden über einen selbstabdichtenden Schnorchel und die dazugehörige Nachfüllpackung (siehe Bild) problemlos ins Kissen eingelassen.

Nachfüllmaterial		
Füllung	Menge	Art. Nr.
Mikroperlen	9,5 l	00010502
	50 l	00010050
Thera-RHOMB	8 l	00580500
	50 l	00580050





# THERALINE

## KIRSCHKERNKISSEN

Statten Sie Kurs- und Behandlungsräume mit sinnvollen Alltagshilfen aus, die Ihre Arbeit attraktiver und effektiver machen und gleichzeitig als Verkaufsunterstützung dienen.



### Kirschkernkissen

#### THERALINE KIRSCHKERNKISSEN

Als Wärme-, Kälte- und Massagekissen erfreuen sie sich aufgrund der angenehmen Abgabe der Temperatur bei gleichzeitig entspannender Massagewirkung immer großer Beliebtheit. Solide verarbeitete schöne Stoffe und ausgesuchte, ohne Chemikalien gereinigte Kirschkerne machen die Theraline-Kirschkernkissen bei niedrigsten Preisen zur besten Wahl.

**Rapskern-Füllung:** Alle Kissen auch mit der besonders feinkörnigen Rapskern-Füllung ohne Aufpreis erhältlich.

Formen <small>klein</small>	Kirschkern-Füllung	
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Herz	21 x 22 cm	47202801
Mond	23 x 10 cm	45202601
Stern	Ø 25 cm	44202101
Rund	Ø 19 cm	49204801

Eckige Kissen	Kirschkern-Füllung	
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Mini (sortiert)	12 x 12 cm	401
Klein	19 x 19 cm	4220xx01**
Groß	23 x 26 cm	4320xx01**

Baby-Tröste-Tiere	Kirschkern-Füllung	
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Esel	19 x 18 cm	3920xx01**
Schaf	18 x 17 cm	39203101

Formen <small>groß</small>	Kirschkern-Füllung	
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Herz	26 x 27 cm	48202801
Mond	29 x 13 cm	46202601



### Nackenkissen

#### DAS GROSSE NACKENKISSEN MIT KIRSCHKERNFÜLLUNG

Die 3 abknickbaren Enden passen sich ideal dem Nacken und der Schulterpartie an. Als Kühl- und Wärmekissen ist es eine Wohltat. Nicht nur bei akuten Verspannungen.




Nackenkissen	Kirschkern-Füllung	
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Standard	41 x 28 cm	4020xx02

\* Dessinbeispiel. Mehr Auswahl finden Sie auf [www.theraline.de](http://www.theraline.de).

\*\* Bitte entsprechende Dessinnummer für „xx“ eintragen.

## ZUSATZSORTIMENT



### SITZKEILKISSEN

Ein Klassiker unter unseren Praxisverkaufsprodukten. Seit 1993 liefern wir Keilkissen in robuster Qualität mit Verbundschaumkern und waschbaren Bezügen.

Sitzkeilkissen		
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Standard 7/1	ca. 38 x 38 x 7/1 cm	1499xx00**
Eckig, hart 12/5	ca. 38 x 38 x 12/5 cm	14399xx00**
Eckig, hart 10/8	ca. 38 x 38 x 10/8 cm	14499xx00**



### LENDE- / LORDOSEKISSEN

Bewährt zur Unterstützung der Therapie bei Rückenschmerzen und bei langen Autofahrten. Das abnehmbare Halteband ermöglicht die Befestigung im PKW oder am Bürostuhl.

Lenden- / Lordosekissen		
Ausführung	Maße	Art. Nr.
Standard	ca. 32 x 23 x 5/1 cm	1599xx00**

\* Farbbeispiel (Dessin Nr. 12)

## Der Plüschmond



## TIPP BELIEBTER ALLESKÖNNER

### DER THERALINE PLÜSCHMOND

Unsere sandfeine Original Mikroperlenfüllung schafft zusammen mit der Kombination aus kuschelweichem Frotteeplüsch und ultraflexiblem Stretchstoff einen nie dagewesenen Schlaf- & Entspannungskomfort. Dank der genialen Mondform liegt Ihr Kopf einfach immer richtig - ganz egal, ob für kurze Momente der Entspannung oder für einen erholsamen Schlaf.

### EINMALIG FEIN UND ANSCHMIEGSAM - DIE ORIGINAL MIKROPERLENFÜLLUNG

Die Original Mikroperlen sorgen für perfekte Anformung und stabile Unterstützung. So individuell, wie es nur mit Hunderttausenden frei fließender, sandfeiner Perlen möglich ist. Diese einmaligen Perlen sind antiallergen, leicht waschbar und selbstverständlich geruchs- und schadstofffrei.

Plüschmond		
Maße	Ausführung	Art. Nr.
140 x 27 cm	Frotteeplüsch/Elasthan	1801xx03**

- Bequemes Kopf- & Nackenkissen
- Kuscheliges Schmuse- & Lesekissen
- Multifunktionales Lagerungskissen

Aktuelle Farbauswahl für den Plüschmond:



**BERATUNG, WEITERE INFORMATIONEN  
UND VERKAUF ÜBER:**

Tel: +49 (0) 26 83 96 96 0

Fax: +49 (0) 26 83 96 96 78

Mail: [info@theraline.de](mailto:info@theraline.de)

[www.theraline.de](http://www.theraline.de)

**THERALINE**  
*Wir geben Leben Halt*

THERALINE eK · Industriepark Nord 56 · 53567 Buchholz Ww.  
HRA 21073 - AG Montabaur  
Mail: [info@theraline.de](mailto:info@theraline.de)  
Tel.: +49(0)2683-96 96 0 · Fax: +49(0)2683-96 96 78

[www.theraline.de](http://www.theraline.de)